

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ilf3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q12906

Артикул: CM0004174



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого ILF3 (UniProt Q12906). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Обнаруживает полосу 95 кДа. Идеально подходит для исследования биогенеза circRNA, транскрипционной регуляции и врожденного противовирусного ответа.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Значение
Название продукта	ILF3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3609
GeneID	3609
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого ILF3 (Q12906)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12906
Молекулярный вес белка	95 кДа
Доставка	В ледяном пакете