

Поликлональное Антитело Против Ilk Для Вб, Игк-П, Ифа — Q13418

Артикул: CM0012869



введение

Кроличье поликлональное антитело к ILK — это антитело, направленное против каркасного белка ILK, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Оно обладает перекрестной реактивностью с ILK человека, мыши и крысы, что поддерживает исследования клеточной адгезии, миграции и динамики фокальных адгезий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ILK Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; ILK
Вид	Человек
ID гена (человек)	3611
ID гена	3611
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого ILK (NP_001014795.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13418
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет