

Поликлональное Антитело Anti-Ilkap Для Wb И Elisa - Q9H0C8

Артикул: CM0013452

введение

Кроличье поликлональное антитело против ILKAP (PP2C-DELTA), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, сигнальных путей факторов роста и активности фосфатазы, участвующей в регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb к ILKAP
Примечания/синонимы	PP2CD; PPM1O; ILKAP2; ILKAP3; PP2C-DELTA; ILKAP
Вид	Человек
GeneID (человек)	80895
GeneID	80895
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-392 человеческого ILKAP (NP_110395.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9H0C8
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Хладоэлемент