

Моноклональное Антитело Против It5/Cd85A (Lilrb3), Меченное , Для Проточной Цитометрии - O75022

Артикул: CM0011595



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ILT5/CD85a (LILRB3), конъюгированное с красителем , предназначено для проточной цитометрии. Валидировано для работы с образцами человека; выявляет ингибиторный рецептор молекулярной массой 69–71 кДа на моноцитах и В-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против человеческого ILT5/CD85a, клон
Примечания/Синонимы	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; лейкоцитарный иммуноглобулиноподобный рецептор B3
Вид	Человек
ID гена (человек)	11025
ID гена	11025
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 24–418 человеческого ILT5/CD85a (NP_006855.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75022
Молекулярная масса белка	69 кДа / 71 кДа
Доставка	Холодильный пакет