

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Immp2L Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96T52

Артикул: CM0019354

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого IMMP2L (белок, подобный IMP2), протеазы внутренней мембраны митохондрий, участвующей в импорте белков и апоптозе. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; реагирует с образцами человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IMMP2L Rabbit pAb
Примечания/синонимы	IMMP2L; IMMP2L-IT1; IMP2; IMP2-LIKE; субъединица 2 протеазы внутренней мембраны митохондрий
Вид	Человек
GeneID (человек)	83943
GeneID	83943
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-175 человеческого IMMP2L (NP_001231535.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96T52
Молекулярная масса белка	12 кДа/19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом