

Кроличья Поликлональная Антитело Против Immt Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc) - Q16891

Артикул: CM0027135

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IMMT (Митофинин, MIC60), для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований архитектуры внутренней мембраны митохондрий и морфологии крист.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IMMT Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; IMMT
Вид	Человек
ID гена	10989
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-270 человеческого IMMT (NP_006830.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16891
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	В сумке со льдом