


Поликлональные Антитела Против Anti-Impa1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29218

Артикул: CM0026471



введение

Кроличьи поликлональные антитела против IMPA1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на инозитол-монофосфатазу 1 (IMPA1), ключевой фермент в сигнальном пути фосфатидилинозитола и литий-чувствительном пути. Идеальны для нейронаучных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IMPA1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	IMP; IMPA; MRT59; IMPA1
Вид	Человек
ID гена	3612
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-277 человеческого IMPA1 (NP_005527.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29218
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом