


Кроличья Поликлональная Антитело Против Impdh1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - P20839

Артикул: CM0028436



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IMPDH1 (P20839), валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Ключевой фермент в биосинтезе гуаниновых нуклеотидов, идеально подходит для исследований роста клеток и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IMPDH1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IMPD; RP10; IMPD1; LCA11; IMPDH-I; sWSS2608; IMPDH1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3614
ID гена	3614
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 434-563 человеческого IMPDH1 (NP_899066.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20839
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом