


Поликлональное Антитело Против Impdh2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P12268

Артикул: CM0025319



введение

Кроличье поликлональное антитело к IMPDH2, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий, мышиный, крысиный IMPDH2 (~56 кДа) — ключевой фермент в синтезе гуаниновых нуклеотидов. Идеально для исследований рака и изучения метаболизма нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IMPDH2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Вид	Человек
GeneID	3615
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 215-514 человеческого IMPDH2 (NP_000875.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12268
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом