


Поликлональное Антитело Anti-Impdh2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P12268

Артикул: CM0017531



введение

Кроличье поликлональное антитело к IMPDH2, валидированное для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Мишень — инозин-5'-монофосфатдегидрогеназа 2, ключевой фермент синтеза гуаниновых нуклеотидов de novo (SWISS P12268).

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличье антитело к IMPDH2
Примечания/синонимы	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3615
GeneID	3615
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 215–514 человеческого IMPDH2 (NP_000875.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12268
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом