


Кроличья Моноклональная Антитело К Антиимпорину 9 / Ranbp9 Для Вб, Игх-П, Ифа - Q96P70

Артикул: CM0003619



введение

Кроличья моноклональная антитела, направленная против Импорина 9 (RANBP9), валидирована для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения ядерного транспорта и функций гистоновых шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Импорин 9 / RANBP9 Кроличья моноклональная антитела
Примечания/Синонимы	Imp9; Importin 9 / RANBP9
Вид	Человек
ID гена (человек)	55705
ID гена	55705
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого Импорина 9 / RANBP9 (Q96P70)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96P70
Молекулярная масса белка	116 кДа
Доставка	Холодильный пакет