

Анти-Импортин Альфа 5/Крпа1 Кроличьи Маb - P52294

Артикул: CM0007261



введение

Моноклональное антитело против человеческого Импортин Альфа 5 (KPNA1), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИГХ-П (IHC-P), ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения механизмов ядерного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Импортин Альфа 5/KPNA1 кроличьи маb
Примечания/Псевдоним	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; Импортин Альфа 5/KPNA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3836
ID гена	3836
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого Импортин Альфа 5/KPNA1 (NP_002255.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52294
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом