


Анти-INADLdI Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8Ni35

Артикул: CM0024778



введение

INADL Rabbit pAb — это поликлональные антитела кролика, полученные против человеческого INADL с использованием синтетического пептидного иммуногена. Рекомендуются для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); распознают человеческий и мышинный INADL, белок-скаффолд плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INADL Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	Cipp; INADL; hINADL; InaD-like
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10207
ID гена	10207
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8Ni35
Молекулярный вес белка	196 кДа
Доставка	Сумка со льдом