


Поликлональные Антитела Против Incenp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nqs7

Артикул: CM0018338



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого INCENP, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для обнаружения INCENP в образцах человека и крысы. Идеальны для исследований митоза и сегрегации хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	INCENP кролик rAb
Примечания/Псевдоним	INCENP
Вид	Человек
GeneID (человек)	3619
GeneID	3619
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 785-914 человеческого INCENP (NP_064623.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9NQS7
Молекулярный вес белка	105кДа
Доставка	Сумка со льдом