

Кроличье Моноклональное Антитело Против Индолэтиламина N-Метилтрансферазы (Temt) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95050

Артикул: CM0002510



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против индолэтиламина N-метилтрансферазы (ТЕМТ) человека, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует полосу около 29 кДа; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований метилирования и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TEMT (TEMT Rabbit mAb)
Примечания/Альтернативные названия	ТЕМТ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11185
ID гена	11185
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого белка TEMT (O95050)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS-PROT ID	O95050
Молекулярная масса белка	~29 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом