

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ing1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uk53

Артикул: CM0027577



введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий белок ING1, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. ING1 — это супрессор опухолей, взаимодействующий с p53 в регуляции роста клеток. Предсказанная молекулярная масса: 47 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ING1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	p33; p47; p33ING1; p24ING1c; p33ING1b; p47ING1a; ING1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3621
GeneID	3621
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 80-180 человеческого белка ING1 (NP_937862.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UK53
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом