


Кроличья Поликлональная Антитела Против Ing4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Unl4

Артикул: CM0030974



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок ING4 (p29ING4), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши; идеальны для исследований опухолевой супрессии, хроматина и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ING4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	my036; p29ING4; ING4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51147
GeneID	51147
Иммуноген	`Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-П), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UNL4
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом