


Кроличья Поликлональная Антитела Против Inhbb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P09529

Артикул: CM0030145



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий INHBB (цепь ингибина бета В). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеальны для исследований в области репродуктивной биологии, изучения стволовых клеток и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INHBB Кроличьи rAb
Примечания/Алиасы	INHBB
Вид	Человек
GeneID (человек)	3625
GeneID	3625
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 293-407 человеческого INHBB (NP_002184.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09529
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В сумке со льдом