

Моноклональное Антитело К Anti-Inhibin Beta A (Inhba) Для Wb, If/Icc, Elisa - P08476

Артикул: CM0012417



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Inhibin beta A (INHBA), для применения в WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Поддерживает исследования в области репродуктивной эндокринологии, дифференцировки стволовых клеток и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Inhibin beta A (INHBA) Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
Вид	Человек
ID гена	3624 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого INHBA (P08476)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08476
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом