

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ингибина Бета А Для Вестерн-Блота, Ифа - P08476

Артикул: CM0029888



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий ингибин бета А (INHBA), перекрестно реагирует с мышью. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, поддерживает исследования в области репродуктивной биологии, поддержания стволовых клеток и фиброза. Поставляется компанией CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ингибин бета А, кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	EDF; FRP; Ингибин бета А (INHBA)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3624
GeneID	3624
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого ингибина бета А (NP_002183.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08476
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	С пакетом льда