

Моноклональное Антитело Anti-Inos Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P35228

Артикул: CM0010644



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому iNOS (NOS2), подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным iNOS. Идеально для изучения воспаления, иммунного ответа и сигналинга оксида азота.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	iNOS Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4843
GeneID	4843
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35228
Молекулярная масса белка	131 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом