

Моноклональное Кроличье Антитело К Iнос Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P29477

Артикул: CM0012551



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело к iNOS, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Реагирует с iNOS мыши, человека и крысы (Swiss-Prot P29477). Идеально подходит для изучения сигнальных путей оксида азота и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к iNOS
Примечания/Альтернативные названия	iNOS; Nos-2; Nos2a; i-NOS; NOS-II; MAC-NOS
Вид иммуногена	Мышь
ID гена (человек)	4843
ID гена	18126
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 iNOS мыши (NP_035057.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29477
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором