

Кроличье Моноклональное Антитело Против Inos Для Вестерн-Блоттинга - P35228

Артикул: CM0012183



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого iNOS (P35228), подходящее для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Получено с использованием рекомбинантного белкового антигена (а.о. 2-200).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	iNOS Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4843
GeneID	4843
Антиген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-200 человеческого iNOS (P35228)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P35228
Молекулярный вес белка	131 кДа
Доставка	С ледяным пакетом