

Кроличыи Поликлональные Антитела K Inos Для Wb И Elisa - P35228

Артикул: CM0016394



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческой iNOS (индуцибельной синтазе оксида азота) для WB и ELISA; перекрестно реагируют с антигенами человека и мыши. Подходят для исследований воспаления, биологии макрофагов и передачи сигналов NO.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к iNOS
Примечания/Синонимы	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Вид	Человек
GeneID (человек)	4843
GeneID	4843
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 974-1143 человеческой iNOS (NP_000616.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P35228
Молекулярная масса белка	131 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет