

Анти-Inpp1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49441

Артикул: CM0013128

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого INPP1 (инозитолполифосфат-1-фосфатазы), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы для реагирования с человеческим белком; иммуноген охватывает аминокислотные остатки 1-180.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INPP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	INPP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3628
GeneID	3628
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого INPP1 (NP_002185.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49441
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом