

Поликлональные Антитела Против Inpp4A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Pe3

Артикул: CM0029878

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого INPP4A (Q96PE3), подходящие для WB и ELISA. Перекрестно реагируют с мышью и крысой. Обнаруживают N-концевую область для изучения сигнального пути фосфоинозитидов и нейропротекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INPP4A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	INPP4; TVAS1; INPP4A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3631
GeneID	3631
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого INPP4A (NP_004018.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PE3
Молекулярный вес белка	110 кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент