

Кроличья Поликлональная Антитела Против Inpp4B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15327

Артикул: CM0022071

введение

Кроличья поликлональные антитела против человеческого INPP4B, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Подходят для изучения функции липидной фосфатазы и сигнального пути PI3K-AKT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INPP4B Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	INPP4B
Вид	Человек
ID гена (человек)	8821
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 380-600 человеческого INPP4B (NP_003857.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15327
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом