

Поликлональное Антитело Anti-Inpp5A Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q14642

Артикул: CM0025293

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий INPP5A (5PTase), для исследований сигналинга инозитолфосфатов. Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для анализа тканей сердца, мозга и мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INPP5A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	5PTASE; INPP5A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3632
ID гена	3632
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-200 человеческого INPP5A (NP_005530.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14642
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом