

Поликлональные Антитела Против Inpp5E Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr6

Артикул: CM0023841



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против INPP5E, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA, перекрестно реагирующие с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения сигнальных путей фосфоинозитидов и исследований цилиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INPP5E кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CPD4; CORS1; JBTS1; MORMS; PPI5PIV; pharbin; INPP5E
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56623
GeneID	56623
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510-630 человеческого INPP5E (NP_063945.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRR6
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом