

Поликлональные Антитела Против Inpp5j Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15735

Артикул: CM0027831

введение

Кроличьи поликлональные антитела против INPP5J (PIPP, INPP5) для WB, IF/ICC, ELISA. Валидированы на человеке, мыши, крысе. Масса мишени 107 кДа. SWISS Q15735. Идеальны для исследований фосфоинозитидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INPP5J Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PIPP, INPP5, PIB5PA, INPP5J
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27124
GeneID	27124
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-360 человеческого INPP5J (NP_001002837.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, человек, мышь, крыса
SWISS	Q15735
Масса белка	107 кДа
Доставка	Сумка со льдом