

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Inpp5K Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q9Bt40

Артикул: CM0029693

введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-INPP5K, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Идеальны для изучения сигналинга инозитолфосфатов, регуляции актинового цитоскелета и инсулин-опосредованного захвата глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INPP5K Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PPS; SKIP; MDCC4ID; INPP5K
Вид	Человек
GeneID	51763
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 149-448 человеческого INPP5K (NP_057616.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BT40
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом