

Кроличья Поликлональная Антитело Против Insig2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - Q9Y5U4

Артикул: CM0021114



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого INSIG2, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. INSIG2 — это ключевой оксистерин-связывающий белок, регулирующий синтез холестерина посредством удержания SREBP и деградации HMGCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INSIG2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	INSIG-2; INSIG2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51141
GeneID	51141
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого INSIG2 (NP_057217.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5U4
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент