

Моноклональное Антитело Anti-Insr/Igf1R Для Wb И Elisa — P06213 / P08069

Артикул: CM0007720



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-INSR/IGF1R для WB и ELISA, нацеленное на рецепторы инсулина/IGF-1 человека, мыши и крысы (156 кДа). Идеально подходит для исследований передачи сигнала, метаболизма и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт INSR/IGF1R
Примечания/синонимы	HNHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFR; JTK13; INSR/IGF1R
Вид	Человек
GeneID (человек)	3643/3480
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1100-1200 человеческого INSR/IGF1R. (NP_000199.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P06213/P08069
Молекулярная масса белка	156 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом