

Анти-Деградирующий Инсулин Фермент (Ide) Кроличьи Мат Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P14735

Артикул: CM0003446



введение

Кроличий моноклональный антитело против деградирующего инсулин фермента (IDE), валидированный для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает человеческий, мышинный и крысиный IDE; идеально подходит для исследований в области метаболических и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Деградирующий инсулин фермент (IDE) кроличьи мат
Примечания/Псевдоним	INSULYSIN; Деградирующий инсулин фермент (IDE)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3416
ID гена	3416
Иммуноген	`Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14735
Молекулярный вес белка	118кДа
Доставка	Сумка со льдом