

Кроличье Моноклональное Антитело Против Инсулина Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии И Ифа - P01308

Артикул: CM0002847



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого инсулина, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным инсулином. Идеально для исследований диабета и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против инсулина
Примечания/Альтернативные названия	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Инсулин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3630
ID гена	3630
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 25-110 человеческого инсулина (P01308).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), иммуногистохимия (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01308
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом