

Поликлональное Антитело Против Инсулинового Рецептора Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P06213

Артикул: CM0020707



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому инсулиновому рецептору (P06213), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований инсулиновой сигнализации и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к инсулиновому рецептору
Примечания/Альтернативные названия	HNHF5; CD220; Инсулиновый рецептор
Вид	Человек
ID гена (человек)	3643
ID гена	3643
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 475-570 человеческого инсулинового рецептора (NP_000199.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P06213
Молекулярная масса белка	156 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета