

Кроличья Моноклональная Антитело Против Инсулинового Рецептора Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P06213

Артикул: CM0002473



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела против человеческого инсулинового рецептора (P06213), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнализации инсулина и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Инсулиновый рецептор, кроличья мкАт
Примечания/алиасы	HNF5; CD220; Insulin Receptor
Вид	Человек
ID гена (человек)	3643
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 900-1000 человеческого инсулинового рецептора (P06213).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06213
Молекулярная масса белка	156 кДа
Доставка	Холодовой пакет