

Кроличья Поликлональная Антитело К Инсулиновому
Рецептору Для Wb, Ip, Ифа - P06213

Артикул: CM0020304



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого инсулинового рецептора (INSR), валидированная для вестерн-блота (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследования сигнальных путей инсулина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Инсулиновый рецептор, кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	HNF5; CD220; Insulin Receptor
Вид	Человек
ID гена (человек)	3643
ID гена	3643
Иммуноген	Рекомбинантный белок или рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот от 1281 до 1382 человеческого INSR (NP_000199.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06213
Молекулярная масса белка	156 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом