


Кроличыи Моноклональные Антитела К Интегрину Альфа 1 (Itga1/Cd49A) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P56199

Артикул: CM0006361



введение

Кроличыи моноклональные антитела, направленные против человеческого интегрина альфа-1 (ITGA1/CD49a), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рецептор ламинина/коллагена, участвующий в клеточной адгезии. Идеально подходят для исследовательских и диагностических целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин альфа 1 (ITGA1/CD49a) кроличыи мАт
Примечания/Псевдоним	VLA1; CD49a; Интегрин альфа 1 (ITGA1/CD49a)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3672
ID гена	3672
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-1141 человеческого интегрина альфа 1 (ITGA1/CD49a) (NP_852478.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56199
Молекулярный вес белка	131 кДа
Доставка	Сумка со льдом