

Моноклональное Антитело Против Интегринa Альфа 1/Cd49A Для Wb И If — Q3V3R4

Артикул: CM0010615

введение

Кроличье моноклональное антитело против интегринa альфа 1 (CD49a/VLA-1) мыши, валидированное для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Распознаёт белок мыши и крысы. Предназначено для исследовательского применения в изучении клеточной адгезии и передачи сигналов интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против интегринa альфа 1/CD49a
Примечания/синонимы	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3672
GeneID	109700
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29–1141 интегринa альфа 1/CD49a мыши (NP_001028400.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q3V3R4
Молекулярная масса белка	131 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом