


Кроличий Polymab® Против Интегрина Альфа-1/Cd49А Для Wb, Elisa — P56199 / Q3V3R4

Артикул: CM0008941



введение

Высококачественное моноклональное антитело Rabbit PolymAb® против интегрина альфа-1/CD49а, валидированное для WB и ELISA, реактивное с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути рецепторов ламинина/коллагена, регулирующего клеточную адгезию и рост.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий Integrin alpha 1/CD49a PolymAb®
Примечания/синонимы	VLA1; CD49a
Вид	Человек/мышь
Идентификатор гена (человек)	3672
Идентификатор гена (мышь)	109700
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-1141 человеческого/мышинного интегрин альфа-1/CD49а (NP_852478.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P56199/Q3V3R4
Молекулярная масса белка	131 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом