

Моноклональное Антитело Против Интегринa Альфа 3/Cd49C Для Игх-П, Фк, Ифа — P26006

Артикул: CM0011416

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому интегрину альфа 3/CD49c, подходящее для ИГХ-П, ФК, ИФА. Распознает белок с молекулярной массой 117 кДа, участвующий в клеточной адгезии, инвазии и микробных инфекциях. Идеально подходит для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мКл к интегрину альфа 3/CD49c
Примечания/Синонимы	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Вид	Человек
GeneID (человек)	3675
GeneID	3675
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 466-620 человеческого интегринa альфа 3/CD49c (NP_002195.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, ФК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26006
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	Холодильный пакет