


Моноклональное Антитело Против Интегринa Альфа-4 (Itga4/Cd49D) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P13612

Артикул: CM0012740



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ITGA4 (CD49d), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Важный реагент для изучения адгезии, опосредованной интегринами, и путей миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против интегринa альфа-4 (ITGA4/CD49d)
Примечания/синонимы	IA4; CD49D; интегрин альфа-4 (ITGA4/CD49d)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3676
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 933-1032 человеческого интегринa альфа-4 (ITGA4/CD49d) (P13612)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P13612
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом