


Кроличья Поликлональная Антитело Против Интегрин Альфа 4 (Itga4/Cd49D) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P13612

Артикул: CM0017999



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого интегрин альфа 4 (ITGA4/CD49d), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Подходит для исследований клеточной адгезии и миграции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин альфа 4 (ITGA4/CD49d) кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	IA4; CD49D; Интегрин альфа 4 (ITGA4/CD49d)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3676
ID гена	3676
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 770-970 человеческого интегрин альфа 4 (ITGA4/CD49d) (NP_000876.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13612
Молекулярный вес белка	115кДа
Доставка	Сумка со льдом