

Моноклональное Антитело Против Интегрин Альфа 5 (Itga5/Cd49E), Конъюгированное С , Для Проточной Цитометрии - P08648

Артикул: CM0010106



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на интегрин альфа-5 (ITGA5/CD49e). Реагирует с образцами человека и мыши, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и сигнализации рецепторов методом проточной цитометрии (FC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое/мышинное моноклональное антитело к интегину альфа 5 (ITGA5/CD49e)
Примечания/алиасы	FNRA, CD49e, VLA-5, VLA5A
Вид	Человек
ID гена (человек)	3678
ID гена	3678
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 42-995 человеческого интегрин альфа 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P08648
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	С ледяным пакетом