

Поликлональное Антитело Против Интегрин Альфа-5 (Itga5/Cd49E) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P08648

Артикул: CM0021116



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого интегрин альфа-5 (ITGA5/CD49e), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белком мыши. Подходит для изучения функции рецептора фибронектина в адгезии и передаче сигналов в клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин альфа-5 (ITGA5/CD49e), кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; интегрин альфа-5 (ITGA5/CD49e)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3678
GeneID	3678
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P08648
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом