

Анти-Интегрин Альфа 5 (Itga5/Cd49E) Кроличьи Маб Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Проточной Цитометрии (Fc, Внутриклеточный) И Ифа (Elisa) - P08648

Артикул: CM0002023



введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела к ITGA5 для Вестерн-блоттинга, ИГХ, проточной цитометрии (внутриклеточной) и ИФА. Перекрестная реакция с субъединицей рецептора фибронектина интегрина альфа-5 человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин альфа 5 (ITGA5/CD49e) кроличьи мАб
Примечания/Псевдоним	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Интегрин альфа 5 (ITGA5/CD49e)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3678
GeneID	3678
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 950-1049 интегрина альфа 5 человека (ITGA5/CD49e) (P08648).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08648
Молекулярный вес белка	115кДа
Доставка	Сумка со льдом