

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Интегрин Альфа 5 (Itga5/Cd49E) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф На Парафиновых Срезах (If-P), Ифа (Elisa) - P08648

Артикул: CM0028915



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого интегрин альфа 5 (ITGA5/CD49e). Валидированы для WB, IF-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения клеточной адгезии, сигнальных путей интегринов и функций рецептора фибронектина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин альфа 5 (ITGA5/CD49e) кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Интегрин альфа 5 (ITGA5/CD49e)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3678
GeneID	3678
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-1000 человеческого интегрин альфа 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08648
Молекулярный вес белка	115 кДа
Доставка	Сумка со льдом