

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Интегринa Альфа 6 (Itga6/Cd49F) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P23229

Артикул: CM0028388



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому интегрину альфа 6 (ITGA6/CD49f), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований рецептора ламинина, клеточной адгезии и гемидесмосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин альфа 6 (ITGA6/CD49f), кроличыи пАнт
Примечания/Алиасы	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B; Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f)
Вид антигена	Человек
GeneID (человек)	3655
GeneID	3655
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 481-591 человеческого интегринa альфа 6 (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23229
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия транспортировки	С охлаждающим элементом