

Кроличье Моноклональное Антитело Против Интегрин Альфа-6/Itga6 Для Вестерн1 Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P23229

Артикул: CM0005011



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого интегрин альфа-6/ITGA6 (CD49f, VLA-6). Подходит для Вестерн блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований рецепторов ламинина, клеточной адгезии и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против интегрин альфа-6/ITGA6
Примечания/Альтернативные названия	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3655
ID гена	3655
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 505-663 человеческого интегрин альфа-6/ITGA6 (NP_000201.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23229
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом